

Pressemitteilung
Nr. 031/2020

Neue Auftisch-Desinfektoren von Miele für Arzt- und Podologiepraxen sowie Tattoo-Studios

- ▶ Kompakt, flexibel und ergonomisch
- ▶ Sichere Aufbereitung bei reduzierten Wasser- und Energieverbräuchen

Gütersloh, 15. Juni 2020. – Wo desinfiziertes Instrumentarium benötigt wird, ist nicht immer genug Platz für die maschinelle Aufbereitung – die mit standardisierten Programmen, Temperaturen und Haltezeiten für zuverlässige Ergebnisse sorgt. Speziell für HNO-, Dermatologie-, Gynäkologie- und Podologiepraxen sowie Tattoo-Studios bietet Miele deshalb jetzt ein neues, kompaktes Reinigungs- und Desinfektionsgerät an, das einfach auf einer Arbeitsplatte platziert werden kann.

Große Leistung auf kleinem Raum: Das neue Modell PWD 8534 kann mit zwei verschiedenen Körben und diversen Einsätzen individuell ausgestattet werden, in denen Instrumente aus medizinischen und podologischen Praxen ebenso bedarfsgerecht aufbereitet werden können wie Instrumente aus Tattoo-Studios. Die Leistung pro Charge, etwa bei HNO-Instrumenten: Bis zu acht Hohlkörperinstrumente und gleichzeitig weiteres Instrumentarium in verschiedenen Einsätzen.

Das neue Gerät lässt sich komfortabel bedienen. Zielgruppenspezifische Programme können über Direktwahltasten angewählt werden: beispielsweise für gynäkologisches oder chirurgisches Instrumentarium. Mit einer leicht verständlichen Logik erleichtert auch das Touch-on-Glass-Farbdisplay viele Arbeitsschritte. Eine visuelle Kontrolle des Aufbereitungsprozesses wird durch die Vollglastür möglich, die ebenso wie die Farbdisplay-Glasblende leicht zu reinigen ist. Die automatische Dosierung erfolgt über zwei Pumpen, mit denen die flüssigen Prozesschemikalien bedarfsgerecht aus den integrierten Vorratsbehältern in die entsprechenden Aufbereitungsphasen zugegeben werden.

Für beste Reinigungsergebnisse sorgt ein integrierter Wasserenthärter. Dazu trägt außerdem die dreifache Filterung bei. Die Langlebigkeit des Gerätes ermöglicht unter anderem hochwertiger, nicht rostender Edelstahl, aus dem sowohl Spülarme, Filter und auch die Spülkammer bestehen. Letztere bietet ein Nutzvolumen von 50 Litern und somit viel Platz für alle Arten von medizinischem Instrumentarium. Die aktive Heißluft-Innentrocknung DryPlus schützt vor Korrosion. Dabei verhindert ein effizienter HEPA-Luftfilter Klasse H 14, dass Partikel aus der Umgebungsluft in das Trocknungssystem einströmen und sich auf den Instrumenten ablagern.

Frei zur
redaktionellen
Verwendung

Belege erbeten an
Miele & Cie. KG
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Postanschrift
Postfach
33325 Gütersloh

Telefon
05241 89-1953
Telefax
05241 89-1950

www.miele.de
presse@miele.de

Die Einhaltung aller Prozessparameter (insbesondere von Druck und Temperatur) überwachen zwei voneinander unabhängige Systeme. Alle Aufbereitungsdaten können entweder ausgedruckt oder über eine Dokumentationssoftware rechtssicher archiviert werden.

Medienkontakt:

Anke Schläger

Telefon: +49 (0)5241/89-1949

E-Mail: anke.schlaeger@miele.com

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore (Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen. Hinzu kommen die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018/19 rund 4,16 Milliarden Euro (Auslandsanteil rund 71 Prozent). In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 20.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 11.050 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

Zu diesem Text gibt es ein Foto



Foto 1: Für den Bedarf vieler Arzt- und Podologiepraxen sowie Tattoo-Studios gibt es jetzt kompakte Reinigungs- und Desinfektionsgeräte von Miele, die auf einer Arbeitsplatte platziert werden können. (Foto: Miele)

Download Text und Foto: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:

 @Miele_Presse

 @Miele.DE

 @Miele_com

 Miele | Miele Professional