

Jubiläumsaktion: Miele stattet Kühlgeräte mit Extras aus

- ▶ Modelle mit Garantieverlängerung um 125 Wochen
- ▶ Kühl-Gefrier-Kombi mit bester Energieeffizienzklasse A
- ▶ Alle Geräte mit Frischesystem PerfectFresh Pro

Gütersloh, 2. Mai 2024. – Zum 125-jährigen Jubiläum bringt Miele eine Reihe von Aktionsgeräten auf den Markt, die je nach Modell mit verlängerter Garantie und attraktiven Zusatzausstattungen daherkommen. Bei den Kühl- und Gefriergeräten ist die Palette umfangreich und beinhaltet zudem zwei Weinschränke.

Zur Wahl stehen zwei Kühlschränke, ein Gefrierschrank und vier Kühl-Gefrier-Kombinationen aus den aktuellen Serien der Stand- und Einbaugeräte K 4000 und K 7000, darunter eine Kühl-Gefrier-Kombination in der besten Energieeffizienzklasse A. Der KFN 4799 AD wird als 125 Gala Edition angeboten und bringt damit zusätzlich zur zweijährigen Miele-Garantie eine kostenlose Garantieverlängerung von 125 Wochen mit. Er steht in klassischem Edelstahl und in modernem Obsidianschwarz matt zur Verfügung.

Zu den Jubiläums-Extras dieses und einiger anderer Modelle gehört neben der Garantieverlängerung eine Aufwertung im Innern: die CleanSteel-Rückwand, deren Edelstahl-Oberfläche nicht nur edel aussieht, sondern durch ihre besondere Struktur die Kälteverteilung unterstützt und eine sichtbare Kondensatbildung verhindert. Ergänzend gibt es einen Gutschein für den Filter „Active AirClean“, ein hilfreiches Extra, das für eine Neutralisierung der unterschiedlichen Gerüche im Kühlraum sorgt.

Die Zusatzausstattungen und die Garantieverlängerung sind modellabhängig. Alle Jubiläums-Modelle der Kühlgeräte und Kühl-Gefrier-Kombinationen verfügen jedoch über PerfectFresh Pro. Dieses Frischesystem hält Lebensmittel bis zu fünfmal länger frisch. Insbesondere Obst und Gemüse bleiben bei einem Temperaturbereich von 0 bis 3 Grad Celsius und angepasster Luftfeuchte länger knackig. Das sorgt für weniger Lebensmittelverschwendung und schont damit die Umwelt ebenso wie den Geldbeutel.

Ein Schmuckstück ist der Stand-Weintemperierschrank KWTS 4785 F 125 Gala Edition, der edle Tropfen nicht nur stilvoll präsentiert, sondern über zwei individuell regelbare Temperaturzonen verfügt. So können Weine mit unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Trink- und Lagertemperatur gelagert werden. Die neue Funktion ActiveHumidity sorgt für

hervorragende Lagerbedingungen und bietet die Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit im Gerät individuell stufenweise einzustellen – über die Miele App oder direkt am Gerät.

Zum modernen, minimalistischen Stil und geringen Platzbedarf passt der KWT 7112 iG 125 Gala Edition, ein Einbau-Weintemperierschrank für die 45er Nische in der Küche. Trotz kompakter Abmessungen bietet er dank verstellbarer Holzroste (FlexiFrame) selbst für große Flaschen Platz.

Die beschriebenen Geräte sind vernetzungsfähig und können über die Miele App bedient werden. Alle Modelle der beiden Jubiläumseditionen 125 Gala Edition (Garantieverlängerung) und 125 Edition (Preisvorteil mit erweiterter Ausstattung) unter www.miele.de/125jahre.

Medienkontakt

Ursula Wilms

Telefon: +49 5241 89-1958

E-Mail: ursula.wilms@miele.com

Über das Unternehmen: Miele gilt als weltweit führender Anbieter von Premium-Hausgeräten, mit einem begeisternden Portfolio für die Küche, Wäsche- und Bodenpflege im zunehmend vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den Einsatz etwa in Hotels, Büros oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Seit seiner Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“, bezogen auf Qualität, Innovativität, Performance und zeitlose Eleganz. Mit seinen langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Hand der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann und unterhält 15 Produktionsstandorte, davon acht in Deutschland. Weltweit arbeiten etwa 22.700 Menschen für Miele; der Umsatz betrug zuletzt ca. 5 Mrd. Euro. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.

Zu diesem Text gibt es zwei Fotos



Foto 1: Jubiläumsmodell mit hoher Energieeffizienz und verlängerter Garantie: Die Kühl-Gefrier-Kombination KFN 4799 AD gibt es als 125 Gala Edition neben einer CleanSteel-Variante auch in Obsidianschwarz matt. (Foto: Miele)



Foto 2: Perfektes Design: Der Weintemperierschrank KWT 7112 iG 125 Gala Edition fügt sich harmonisch in grifflose Küchen ein.
(Foto: Miele)

Download Text und Fotos: www.miele-presse.de

Folgen Sie uns:

-  @Miele.DE
-  @miele_com
-  Miele